

ESTETOSCOPIO DIGITAL

MARCA: LITTMANN

MODELO: CORE



DESCRIPCIÓN

Un nuevo tipo de claridad El fonendoscopio 3M™ Littmann® CORE Digital cuenta con la acústica, la comodidad y la calidad excepcionales de los fonendoscopios para cardiología Littmann, que se han mejorado gracias a la potente tecnología digital. Posee características como una capacidad de amplificación de hasta x40 y una función de cancelación del ruido activa que pueden ayudarle a auscultar con mayor confianza. El fonendoscopio 3M Littmann CORE se conecta con el software Eko en un dispositivo inteligente² para visualizar, registrar y compartir datos.

Escuche a un nivel completamente nuevo El fonendoscopio 3M Littmann CORE aprobado por la FDA cambia entre los modos de escucha analógico y amplificado para que usted pueda escuchar de la forma que desee durante las exploraciones.

CARACTERÍSTICAS

- Diámetro de la campana: 4.3 centímetros lineales.
- Diámetro del Diafragma: 4.3 centímetros lineales.
- Diámetro del Diafragma Pequeño: 3.3 centímetros lineales.
- Acabado de la campana: Fabricado en acero inoxidable.
- Procedencia: Americana.
- Construcción Binaural: Doble Lumen.
- Forma del diafragma: Circular.
- Peso Neto: 232 g.
- Longitud total: 69 centímetros lineales.

3M | **Littmann®**
Stethoscopes



@crisanmedic



982949689
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339
Crisan Medic E.I.R.L.

