

TENSIOMETRO DE BRAZO MANUAL

MARCA: ALPK2

MODELO: 500-V



DESCRIPCIÓN

El Tensiómetro ALPK2, es un dispositivo esfigmomanómetro anerode, empleado por profesionales de la salud o individuos entrenados en la técnica de presión arterial auscultatoria para determinar la presión arterial sistólica y diastólica.

Se recomienda emplearlos en personas adultas, no apto para niños ni recién nacidos.

Leer el manual de instrucciones antes de su uso, para su correcto funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Manómetro tipo reloj con gancho para sujetar al brazo.
- Estuche para traslado.
- Insuflador (Pera) de látex para inflar el brazalete.
- Sencilla conexión enchufable del tubo.
- Brazalete de alta duración.
- Escala de aluminio lineal, inclinada, 0 – 300 mmHg, de fácil lectura.
- Máxima tolerancia de error de +/- 3 mmHg.
- Incluye: Estuche+tensiómetro>manual de uso.
- Brazalete: 23 a 40 cm.



@crisanmedic



982949689
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339
Crisan Medic E.I.R.L

