

DESCRIPCIÓN

Un colchón antiescaras es una superficie especial inflable y portátil que reparte el peso del cuerpo, aliviando la presión y evitando así que aparezcan las heridas o úlceras de la piel ocasionadas por la inmovilidad (conocidas como escaras).

Su pequeño y silencioso compresor de aire lo hace excelente para atención domiciliar de cuidados de larga duración e incluso a nivel hospitalario. Se considera un dispositivo preventivo, ya que gracias a sus conductos diferenciados, se logra una alternancia en el proceso del inflado para elegir qué zonas necesitamos más acolchadas que otras.

CARACTERÍSTICAS

- Doble colchón interno plastificado.
- Alimentación 220 V, 60 Hz.
- Salidas de Aire > 5 litros por minuto.
- Consumo: 7 W.
- Soporta peso de hasta 120 kg.
- Trabajo continuo de 24 horas.
- Tamaño de motor (cm): 23.5 x 11.2 x 10.8.
- Tamaño de colchón (cm): 298 x 92 x 6.5.
- Peso del equipo medico: 1 kg.

