

DESCRIPCIÓN

El Domus 2 es un sobrecolchón antiescaras: se coloca encima de nuestro colchón habitual. La principal ventaja es que no necesitamos comprar un colchón antiescaras de aire completo: la opción de los sobrecolchones es más económica e igualmente beneficiosa.

Está recomendado para pacientes con riesgo medio de desarrollar escaras. Con el Domus 2 podrás prevenir y tratar las escaras de grado II.

CARACTERÍSTICAS

- Material de resistencia al fuego ABS.
- Voltaje: AC 230, 50HZ.
- Max. salida de aire (lpm): 4 litros/min.
- Nivel sonoro: 36 dB.
- Celdas: 18 celdas independientes de una altura de 10,2 cm.
- Peso máximo soportado: 140 kg.
- Ciclo temporal: 9,6 min.
- Peso del colchón:4 kg.
- Dimensiones: 200 x 80 x 10,2 cm.

