

DESCRIPCIÓN

El pulsioxímetro PO30 sirve para la medición no invasiva de la concentración de oxígeno arterial (SpO₂) y la frecuencia cardíaca (pulso). La concentración de oxígeno determina el porcentaje de hemoglobina en la sangre arterial que está saturada de oxígeno, de ahí que constituya un importante parámetro para la evaluación de la función respiratoria. Es útil sobre todo para pacientes de riesgo, como pueden ser personas con afecciones cardíacas o asmáticas, y para deportistas y personas sanas que se mueven a gran altitud (escaladores, esquiadores o aviadores deportivos).

CARACTERÍSTICAS

- Medición sencilla y completamente indolora.
- Pantalla a color de fácil lectura.
- 6 modos de visualización.
- Indicación gráfica del pulso.
- Indicador del estado de la batería.
- Mecanismo de desconexión automático.
- Incluye 2 pilas AAA.
- Incluye cinta de sujeción y funda para cinturón.
- Dimensiones del producto: 61 x 36 x 32 mm.

