

DESCRIPCIÓN

Si está en busca de un dispositivo de electroestimulación versátil, Beurer EM 49 es exactamente lo que está buscando. Este dispositivo de estimulación eléctrica, le ayudará a aliviar el dolor mediante TENS, le apoyará en su entrenamiento muscular gracias a EMS y le ofrecerá una relajación reparadora mediante diversos programas de masaje.

CARACTERÍSTICAS

- Función de masaje: El efecto de masaje producido por señales eléctricas.
- 2 canales ajustables por separado, cada uno con 4 electrodos.
- 64 aplicaciones preprogramadas (TENS, EMS y masaje).
- Función de temporizador (5.100 minutos), incluyendo el apagado de seguridad.
- Pantalla LCD azul retroiluminada.
- Diseño ergonómico y con un práctico clip para el cinturón.
- Pilas: 3 pilas de 1,5 V AAA.
- Utilización: En todo el cuerpo.
- Dimensiones del producto: 13,2 X 6,3 X 2,3 cm.

The Beurer logo, consisting of the word 'beurer' in a lowercase, rounded, sans-serif font. The 'b' is a dark red color, and the rest of the letters are a lighter red color.