

# PULSO OXIMETRO

MARCA: CHOICEMMED

MODELO: C29



## DESCRIPCIÓN

El Pulso-Oxímetro de Choice es una excelente opción para quien busca un equipo económico y de alto rendimiento. Es muy importante en pacientes que requieren un chequeo continuo de la saturación de oxígeno en la sangre y frecuencia cardiaca.

## CARACTERÍSTICAS

- Rango de medición SpO2: 70 – 100%.
- Precisión:  $\pm 2$  %.
- Rango de medición PR: 30 bpm – 250 bpm.
- Pantalla OLED de dos colores.
- 6 modos de pantalla.
- Batería: dos pilas AA de 1,5 V.
- Su pantalla OLED: muy visible y con un buen ajuste de brillo.
- Medidas: 5,8 x 3,2 x 3,4 cm.
- Brillo ajustable niveles 1- 10.

# ChoiceMMed



@crisanmedic



982949689  
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)  
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339  
Crisan Medic E.I.R.L

