

BALANZA PEDIATRICA DIGITAL

MARCA: GREETMED

MODELO: GT130-100



DESCRIPCIÓN

Las balanzas electrónicas pediaticas para pesar bebes o pesa bebés, son balanzas que se utilizan para medir el peso de bebés o niños pequeños .Las balanzas para pesar bebes están equipadas con una superficie de pesaje especial de forma cóncava, con el fin de garantizar un uso seguro. están hechas de una material que permite una fácil limpieza para obtener una higiene máxima, están disponibles en modelos mecánicos, digitales.

CARACTERISTICAS

- Pantalla LCD de 5 dígitos indicadores del peso exacto.
- Pulsador seleccionador de unidad de medida (KG ó LB).
- Capacidad Máxima: 20 Kg. (44 Lbs.)
- Tallímetro pediátrico.
- Voltaje: batería de 9V DC.
- Precision: 5 gr.
- Equipo de alta sensibilidad.
- Área de Plataforma: 545mm x 270 mm.
- Dimensión Total: 545 x 370 x 150 mm.



@crisanmedic



982949689
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)
Galeria La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339
Crisan Medic E.I.R.L

