

# COLCHON ANTIESCARAS

MARCA: UNICARE

MODELO: STANDAR



## DESCRIPCIÓN

El Colchón antiescaras Unicare es una camilla médica que permite al usuario evitar úlceras, escaras y heridas por presión, normalmente utilizan este tipo de equipos médicos los pacientes adultos mayores postrados.

Colchón anti escaras es un producto esencial para el cuidado de pacientes en casa, este colchón ayuda a reducir las úlceras por presión con un sistema de flujo alternante, donde cada una de las celdilla de aire se infla y desinfla para crear una superficie que distribuye equitativamente el peso del paciente y elimina los puntos de presión. Cada burbuja de aire está sellada para asegurar una excelente durabilidad y dificultad de quiebre.

## CARACTERÍSTICAS

- Alimentación o entrada de poder: 220V, 60Hz.
- Salida de Aire:  $\geq 5$  a 7 Litros por minuto.
- Resistencia del equipo: 120 kg a 130 kg.
- Consumo: 7W.
- Incluye kit de reparación del colchón.
- Motor compresor de aire de trabajo continuo (24 horas).
- Doble Colchón interno plastificado.
- Peso del equipo compresor: 2 Kg.
- Tamaño del motor (cm): 23.5 x 11.2 x 10.8.



@crisanmedic



982949689  
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)  
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339  
Crisan Medic E.I.R.L

