

ESTETOSCOPIO PEDIATRICO

MARCA: RIESTER

MODELO: 4041



DESCRIPCIÓN

duplex® baby es un producto de altísima calidad de la casa Riester. Este fonendoscopio con doble pieza de contacto ha sido especialmente desarrollado para niños y bebés. Acústica significativamente mejorada. Es un producto de altísima calidad de la casa Riester. Este Estetoscopio con doble pieza de contacto ha sido especialmente desarrollado para niños y bebés. Acústica significativamente mejorada. Pieza de contacto de precisión especialmente ligera de aluminio. Posee una membrana especial, 36 mm, con anillo de protección contra el frío especialmente plano y suave para una mejor adaptación a la piel.

CARACTERISTICAS

- Procedencia: Alemania.
- Membrana especial, Ø 36 mm.
- Campana, Ø 28 mm.
- Longitud total: 76,5 cm.
- Duplex® baby se suministra con un par de olivas y una membrana de recambio.
- duplex® baby: Cod.4041 en color azul.
- Doble pieza de contacto.
- Peso: 105 g aprox.
- Acabado de campana: Aluminio.



@crisanmedic



982949689
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339
Crisan Medic E.I.R.L

