

## DESCRIPCIÓN

MULTI STIM PLUS – EV-906 es un dispositivo de TENS & EMS con 4 canales de alta calidad para utilizar con 8 electrodos.

Los usuarios ahora pueden seleccionar entre diferentes modos y operar el dispositivo a través de 4 canales individuales con 8 electrodos. Puede usar este dispositivo para aplicaciones de estimulación TENS o EMS. Con un procesador más potente que nunca, este dispositivo ofrece a los médicos y pacientes la capacidad de tener un dispositivo de estilo «Clínico» en una versión portátil.

## CARACTERÍSTICAS

- Todos los botones están protegidos por una puerta de oscilación para evitar contacto accidental.
- Gran pantalla de cristal líquido LCD de 6,1 x 4,4 cm.
- Hay dos temporizadores de control de la salida de CH1, CH2 y CH3, CH4.
- Este electroestimulador puede almacenar 60 juegos de registros.
- Con clip para el cinturón de acero inoxidable.
- Modos: B (burst), N (normal), M (modular), SD1 (duración/fuerza), SD2.
- 4 Canales independientes.
- Alimentación: Funciona conectado a la corriente o con Pilas.
- Control de intensidad exacta: Con 100 pasos de nivel de intensidad controlada por los botones de 1 a 100 mA.

**Multi-Stim Plus**  
4 Channel Digital TENS/EMS

