

COLCHON ANTIESCARAS

MARCA: UNIVERSAL

MODELO: 1 PLAZA



DESCRIPCIÓN

Diseñado para mejorar la circulación del paciente postrado, ya que el colchón trabaja de forma alternante, inflando y desinflando las burbujas de aire. Para el tratamiento y prevención de la úlcera de presión etapa I en terapias a largo plazo y domiciliarias.

El colchón anti escaras es una superficie especial que reparte el peso del cuerpo, aliviando la presión y evitando así que aparezcan las temidas escaras, las heridas que salen en la piel debido a la inmovilidad.

CARACTERISTICAS

- Material del colchón: PVC 0.3mm.
- Soporte de peso: 120-130kg.
- Fuente de alimentación: 220V/50Hz.
- Salida de aire: 5-7 litros / min.
- Motor silencioso.
- Tiempo de ciclo: 12 minutos.
- Consumo de energía: 7W.
- Peso neto: 1,4 Kg.
- Dimensiones 27x13x10.5cm.



@crisanmedic



982949689
936418754



Av. Emancipación 452 (1er piso)
Galería La Plata - Stand 100B



Ruc: 20508890339
Crisan Medic E.I.R.L

